

チタニウムベストクラウン

粉 4kg ¥13,000-

粉 1kg ¥5,000-

液 1000ml ¥3,500-

液 300ml ¥1,500-

粉 200g×5袋 ¥6,000-



対応金属: 純チタン2種
チタン合金
適応形状: クラウン
焼却温度: 900°C
焼却時間: 120分
鋳造温度: 0~300°C
(機械適温に準ずる)

デンタルチタニウム

成分 (%)
窒素(N) 0.03 以下
炭素(C) 0.08 以下
水素(H) 0.013以下
鉄 (Fe) 0.25 以下
酸素(O) 0.20 以下
チタン(Ti) 99.43以上

性質
耐力 290Mpa
伸び 35%



純チタン JIS2種 保険適用

φ25×6t 14g片 1kg入
¥57,000-

薬事情報
歯科鋳造用チタン合金
歯科材料01 歯科用金属
JMDN: 70794000

GS1コード
4560229420637

チタンブライト


チタン砂かけ用砂

粉 1kg ¥5,500-

対応金属: 純チタン2種
チタン合金

適応形状: 金属床
パークラスプ
クラウン

硬めに練り、豚毛ブラシにつけて使います
熱を持たない程度の低速が効率よく研磨できます



O'HARA

【製造販売元】
有限会社リーバンオハラ
大阪府吹田市西御旅町7-16
06-6383-6941